

お知らせ

INFORMATION

No.2023-04

2023 年 2 月

病体生理研究所

検査項目の保存安定性の設定について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

この度、次頁の検査項目におきまして、保存安定性の日数を新規に設定させていただきます。

何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 変更項目一覧は次頁以降を参照ください。

【変更日】

2023 年 3 月 6 日（月）受付分より

【保存（安定性）の設定について】

検査項目 〔コード〕 案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考（検体）
CK-MB〔UV〕 〔12531〕 P2 S	保存 (安定性)	冷蔵 (6日)	冷蔵	血清
ハイドロキシプロリン (ヒドロキシプロリン) 〔12708〕 P9 S	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	蓄尿
25-OH ビタミンD 〔くる病〕 〔16440〕 P16 M	保存 (安定性)	冷蔵 (4日)	冷蔵	血清
25-OH ビタミンD 〔骨粗鬆症〕 〔16820〕 P16 M	保存 (安定性)	冷蔵 (4日)	冷蔵	血清
ベプリジル 〔17418〕 P29 S	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	ヘパリン血漿
シクロスポリン 〔12255〕 P31 M	保存 (安定性)	冷蔵 (7日)	冷蔵	EDTA 血液
タクロリムス 〔14415〕 P31 M	保存 (安定性)	冷蔵 (7日)	冷蔵	EDTA 血液
T4 (総サイロキシシン) 〔10054〕 P37 S	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	血清
T3 (トリヨードサイロニン) 〔10238〕 P37 S	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	血清
TSH レセプター抗体 〔阻害型〕 〔13057〕 P37 S	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	血清
尿中カテコールアミン (総) 〔10251〕 P39 S	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	酸性蓄尿
尿中カテコールアミン 3分画 〔10961〕 P39 S	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	酸性蓄尿
VMA(血漿) (バニールマンデル酸) 〔10266〕 P39 S	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	EDTA 血漿

検査項目 〔コード〕 案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考 (検体)
VMA(定量) (バニールマンデル酸) 〔10261〕 P39 S	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	酸性蓄尿
メタネフリン分画 〔16235〕 P39 S	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	酸性蓄尿
HVA (ホモバニール酸) 〔10265〕 P39 S	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	酸性蓄尿
5-HIAA 〔10414〕 P39 S	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	酸性蓄尿
トリプシン 〔11410〕 P47 M	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	血清
心筋トロポニンT 〔13446〕 P57 S	保存 (安定性)	冷蔵 (14日)	冷蔵	血清
便中ヘリコバクター・ピロリ 抗原 〔14735〕 P65 M	保存 (安定性)	冷蔵 (7日)	冷蔵	便
HIT 抗体 (血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体) 〔62268〕 P100 M	保存 (安定性)	絶凍 (14日)	絶凍	クエン酸 Na 血漿

以上