

お知らせ

INFORMATION

No.2023-08

2023 年 3 月

病体生理研究所

新規受託開始および受託中止のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、検査機器の変更に伴い、下記検査項目の項目名称と検査方法を変更させて頂きます。併せて現行の検査コードを中止とし、新規検査項目コードでの受託を開始させていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【新規受託項目】

- ◆ 結核菌群核酸同定 (PCR) [16330] …検査実施施設 B
- ◆ MAC 核酸同定 (PCR) [16331] …検査実施施設 B

※詳細情報裏面参照

《受託開始日》: 2023 年 4 月 3 日 (月) 受付分より

【検査中止項目】

- ◆ 結核菌 DNA (結核菌群 PCR) [13721] …検査案内 P.109 検査実施施設 B
- ◆ MAC-DNA (マイコバクテリウムアビウム・イントラセラー) [13718]
…検査案内 P.109 検査実施施設 B

《最終受付日》: 2023 年 4 月 1 日 (土) 受付分まで

【新規項目情報】

	新		旧	
項目名称	結核菌群核酸同定 (PCR)	MAC核酸同定 (PCR)	結核菌 DNA (結核菌群 PCR)	MAC-DNA (マイコバクテリウム アビウム・イントラセ ルラー)
コード	16330	16331	13721	13718
検査方法	PCR法(Qprobe法)		TaqManPCR法	
検体材料	喀痰 2mL		同左	
保存	冷蔵		同左	
基準値	(－)		同左	
所要日数	2～4日		同左	
実施料	410点 (D23 13)	421点 (D23 14)	同左	
実施区分	150点 (微生)		同左	

【新法と旧法の相関】

MTB		旧法 (TaqMan 法)		計
		陽性	陰性	
新法 (Qprobe 法)	陽性	28	2	30
	陰性	0	10	10
計		28	12	40

陽性一致率 93.3%(28/30)

陰性一致率 100.0%(10/10)

判定一致率 95.0%(38/40)

M. アビウム		旧法 (TaqMan 法)		計
		陽性	陰性	
新法 (Qprobe 法)	陽性	29	0	29
	陰性	1	10	11
計		30	10	40

陽性一致率 96.6%(29/30)

陰性一致率 100.0%(10/10)

判定一致率 97.5%(39/40)

M. イントラセルラー		旧法 (TaqMan 法)		計
		陽性	陰性	
新法 (Qprobe 法)	陽性	30	0	30
	陰性	0	10	10
計		30	10	40

陽性一致率 100.0%(30/30)

陰性一致率 100.0%(10/10)

判定一致率 100.0%(40/40)

以上