

お知らせ

INFORMATION



No.2016-04

2016 年 2 月

病体生理研究所

検査内容変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目におきまして、検査内容の変更を行います。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容が変更となる項目】

- ◆Whole-PTH〔14444〕…検査案内掲載 P32
- ◆セロトニン（血液）〔10267〕…検査案内掲載 P33
- ◆抗 IA-2 抗体〔13301〕…検査案内掲載 P40
- ◆透析液中エンドトキシン A 液〔17326〕…検査案内掲載 P66
- ◆透析液中エンドトキシン B 液〔17327〕…検査案内掲載 P66
- ◆プロテイン C 活性〔60093〕…検査案内掲載 P90
- ◆プロテイン S 活性〔62213〕…検査案内掲載 P90

《変更日》2016 年 3 月 31 日（木）受付分より


【検査内容の変更について】

検査項目〔コード〕 検査案内 P	変更箇所	新	従来	備考
Whole-PTH (W-PTH) 〔14444〕 P32	検体 必要量	血清 0.4mL	血清 0.5mL	non-RIA 試薬への変更のため。
	検査方法	CLEIA	IRMA	
	基準値	8.3～38.7 pg/mL	9.0～39.0 pg/mL	
	所要日数	3～5 日	4～8 日	
セロトニン（血液） 〔10267〕 P33	所要日数	4～11 日	5～12 日	検査アッセイ日の変更のため。
抗 IA-2 抗体 〔13301〕 P40	所要日数	4～11 日	5～12 日	検査日数の見なおしのため。
プロテイン C 活性 〔60093〕 P90	検体 必要量	クエン酸 Na 血漿 0.4mL	クエン酸 Na 血漿 0.2mL	測定機器、測定試薬変更のため。 基準値の変更はありません。
	検査方法	凝固時間法	APTT 凝固時間法	
	所要日数	3～6 日	3～7 日	
プロテイン S 活性 〔62213〕 P90	検体 必要量	クエン酸 Na 血漿 0.4mL	クエン酸 Na 血漿 0.2mL	測定機器、測定試薬変更のため。 新基準値はメーカー設定値です。
	検査方法	凝固時間法	APTT 凝固時間法	
	基準値	M : 67～164 F : 56～126 %	60～150 %	
	所要日数	3～6 日	3～7 日	

エンドトキシン A 液 (透析液) 〔17326〕 P66	報告 下限値	0.04 未満 EU/mL	0.001 未満 EU/mL	下限表記の適正化のため。 *A 液は 40 倍希釈、 B 液は 20 倍希釈して測定します。
エンドトキシン B 液 (透析液) 〔17327〕 P66	報告 下限値	0.02 未満 EU/mL	0.001 未満 EU/mL	


【新法と従来法の相関】

【Whole PTH 相関図】




LSI 社内検討データ

【プロテイン C 活性相関図】



【プロテイン S 活性相関図】



以上