

お知らせ

INFORMATION

No.2016-32

2016年11月

病体生理研究所

『HBV DNA 定量(TaqMan PCR)』検査 国際単位表記への移行について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、『一般社団法人 日本肝臓学会』から下記項目におきまして、“国際単位”表記への移行が提言され、当面の経過措置として“コピー数”と“国際単位”を併記報告するよう要請（次項をご参照下さい）がありました。当施設といたしましては、当面“コピー数”と“国際単位”の両方をご報告させて頂き、2017年6月1日（木）受付日以降は“国際単位”のみのご報告とさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象検査項目】

- ◆ HBV DNA 定量(TaqMan PCR)〔17053〕…検査案内掲載 P58

《変更日》2016年12月19日（月）受付分より

【基本運用について】

- ◆ 対象検査項目ご依頼時に、国際単位でのご報告となる新規検査項目『HBV DNA 定量／単位 (TaqMan PCR)』を自動付加して「定量値 LogIU／mL」ならびに「増幅反応シグナル」をご報告いたします。

※対象検査項目は従来通り、「定量値 Log コピー／mL」ならびに「増幅反応シグナル」をご報告いたします。

- ◆ 対象検査項目『HBV DNA 定量 (TaqMan PCR)』は、2017年5月31日（水）を持ちまして中止させて頂き、新規検査項目『HBV DNA 定量/単位 (TaqMan PCR)』のみの受託とさせていただきます。

【新規検査項目について】

◆ HBV DNA 定量／単位(TaqMan PCR)〔31001〕

	新規検査項目	対象検査項目
検査名称	HBV DNA 定量／単位(TaqMan PCR)	HBV DNA 定量(TaqMan PCR)
検査コード	31001	17053
単位	LogIU／mL	Log コピー／mL
基準値	定量：1.3 未満 増幅反応シグナル：検出せず	定量：2.1 未満 増幅反応シグナル：検出せず
備考	その他の変更は御座いません。	

* HBV DNA 量の単位換算式

コピー単位 (Log 値) の測定結果－0.76 = IU 単位 (Log 値) の測定結果
(ご報告は小数点第2位切り捨てとなります)

* 次ページ記載の「HBV DNA 量 単位換算表」を別途配布させていただきます。換算値は一对一の関係では御座いませんのでご注意ください。

* 日本肝臓学会からのお知らせ：<http://www.jsh.or.jp/member/archives/21>

【検査ご依頼ご報告スケジュール】

受付年月日	ご依頼	ご報告
2016 年 12 月 18 日まで	HBV DNA 定量 (TaqManPCR) [17053]	定量値 Log コピー/mL 増幅反応シグナル
2016 年 12 月 19 日 ～ 2017 年 5 月 31 日	HBV DNA 定量 (TaqManPCR) [17053]	定量値 Log コピー/mL 増幅反応シグナル ＋ 定量値 LogIU/mL 増幅反応シグナル 自動的に 付加して お返し
2017 年 6 月 1 日より 移行切り替え	HBV DNA 定量/単位 (TaqManPCR) [31001] を新規設定 HBV DNA 定量 (TaqManPCR) [17053] は受付中止とし、併記報告終了となります。	定量値 LogIU/mL 増幅反応シグナル

