

お知らせ

INFORMATION

No.2013-27

2013年9月

病体生理研究所

専用容器の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。


この度、より取扱い易い容器の導入のため、下記専用容器を変更させていただきます。

何卒、ご了解賜わりますようお願い申し上げます。

敬具

記

【専用容器の変更】

容器名称(容器No.)	変更内容	新	従来品	備考
HP 培地 〔ヘリコバクターピロリ〕 培地 (細菌⑧) P.88  (冷蔵保存)	形状	縦長型 灰色 キャップ	白色 キャップ	※ 従来品に於いて、培地が柔らかく生検組織が培地内に留置しにくいとの指摘を頂きました。ついては、培地の硬い製品に変更させていただきます。 ※ 有効期限が長くなります(約2ヶ月→約4ヶ月)。 ※ 有効期限(別紙)を添付致します。 ※ 従来品も引き続きご使用可能です。 ※ 順次変更とさせていただきます。 ※ 物品注文書でのご請求は「ヘリコバクターピロリ輸送培地」欄をご利用下さい。
	名称	HP 培地 (細菌⑧)	ヘリコバクター (細菌⑧)	
喀痰容器 (No.36) P.102 	形状	横平型 白色 キャップ (No.36)	赤色 キャップ (No.36)	※ より取扱い易い容器へ変更させていただきます。 ※ 滅菌方法は、電離照射滅菌となります。 ※ 1包装単位20個入り。 ※ 従来品も引き続きご使用可能です。 ※ 順次変更とさせていただきます。

以上