

お知らせ

INFORMATION

No.2021-06
2021年3月
病体生理研究所

採血管影響のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、アスペルギルス抗原測定におきまして、ニプロ株式会社の一部採血管を使用した場合、偽陽性となることが判明いたしました。

アスペルギルス抗原をご依頼の際には、該当採血管のご使用をお避け下さい。

大変ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象項目】

◆ アスペルギルス抗原 [15286] … 検査案内 P.69 検査実施施設(S)

【対象採血管】

ニプロ 社製品	ネオチューブ RC-SH	容器No.40 透析患者専用容器 (透析用) … 検査案内 P.126
	ネオチューブ RC-S	現在、病体生理研究所での取り扱いはありません。
	ネオチューブ RC-ST	
	ネオチューブ RC-THR	
	フリーチューブ RC	

以上