

お知らせ

INFORMATION



No.2023-05

2023 年 2 月

病体生理研究所

検査項目の保存方法の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

この度、次頁以降の検査項目におきまして、検体保存条件を見直し保存方法の変更をさせていただきます。

何卒、ご理解を賜われますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 変更項目一覧は次頁を参照ください。

【変更日】

2023 年 3 月 6 日（月）受付分より

【保存方法の変更について】

◆ 絶凍から冷蔵へ変更

検査項目 〔コード〕 案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
クロナゼパム 〔11806〕 P27 M	保存	冷蔵	絶凍	へパリン血漿
ジアゼパム 〔11807〕 P27 M	保存	冷蔵	絶凍	へパリン血漿
ラモトリギン 〔17029〕 P28 M	保存	冷蔵	絶凍	へパリン血漿
レベチラセタム 〔17198〕 P28 M	保存	冷蔵	絶凍	へパリン血漿
トピラマート 〔17149〕 P28 M	保存	冷蔵	絶凍	へパリン血漿
ルフィナミド 〔16957〕 P28 M	保存	冷蔵	絶凍	EDTA 血漿
ペランパネル 〔16803〕 P28 M	保存	冷蔵	絶凍	EDTA 血漿
ラコサミド 〔16742〕 P28 M	保存	冷蔵	絶凍	EDTA 血漿
HIV-1RNA 定量 〔TaqMan PCR〕 〔17044〕 P63 M	保存	冷蔵	絶凍	EDTA 血漿 (専用検体)
鳥特異的 IgG 〔38151〕 P69 M	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	絶凍	血清
	所要日数	4～8 日	5～11 日	所要日数短縮
ミコフェノール酸 〔16819〕 未掲載 M	保存	冷蔵	絶凍	EDTA 血漿

◆ 冷蔵から絶凍へ変更

検査項目 〔コード〕 案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
トリメタジオン 〔11821〕 P27 M	保存	絶凍	冷蔵	血清
アミカシン 〔12165〕 P30 S	保存	絶凍	冷蔵	血清 ※冷蔵 48 時間安定
トブラマイシン 〔12167〕 P30 S	保存	絶凍	冷蔵	血清 ※冷蔵 72 時間安定

以上