

お知らせ

INFORMATION

No.2023-15
2023年5月
病体生理研究所

『2023年 検査案内』変更内容一覧のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

さてこの度、当研究所『2023年 検査案内』の掲載事項のうち、2022年4月以降に変更となりました、検査方法・基準値、新規掲載項目などの内容を取りまとめましたのでご案内いたします。

何卒、ご利用頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

【対象印刷物】

◆『2023年度検査案内書』

以上

新規掲載項目

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
31	16819	ミコフェノール酸	EDTA血漿 0.3	11 ↓ 5	冷蔵	LC/MS/MS	μg/mL	4 ↓ 6	特薬	ミコフェノール酸はミコフェノール酸モフェチルの活性代謝物です。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
37	16455	甲状腺刺激抗体 (TSAb)	血清 0.3	1 ↓ 5	冷蔵 (21日)	Bio assay	110未満 %	3 ↓ 6	340 免疫	溶血でのご依頼は避けて下さい。 (溶血検体では、測定値が低値となる可能性があります。)
37	38171	TSHレセプター抗体 阻害型 (TSBAb)	血清 0.3	1 ↓ 5	冷蔵 (21日)	Bio assay		3 ↓ 6		溶血でのご依頼は避けて下さい。 (溶血検体では、測定値が高値となる可能性があります。)

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
43	16449	遊離HCG-β (HCG-β サブユニット)	血清 0.5	1 ↓ 5	冷蔵 (21日)	CLIA	0.28 未満 ng/mL	3 ↓ 6	132 ※ 生Ⅱ ①	

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
45	16447	FGF23	血清 0.5	1 ↓ 7	絶凍	CLEIA	30 未満 pg/mL (健常者参考値: 19.9~52.9 pg/mL)	3 ↓ 7	788 生Ⅰ ①	抗ヒト型FGF23抗体治療薬投与後は、測定値に大きく影響します。 急速凝固採血管による採血は、低下傾向となりますので避けてください。

① FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の診断時または治療効果判定時に測定した場合に限り、算定できます。ただし、診断時においては1回に限り、その後は腫瘍性骨軟化症の場合には腫瘍摘出後に1回、薬剤性の場合には被疑薬中止後に1回を限度として算定できます。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
50	16252	TFPI2 (組織因子経路インヒビター2)	血清 0.3	75	絶凍	FEIA	191未満 pg/mL (卵巣明細胞癌の判別 カットオフ値: 270未満)	3 ↓ 6	190 生Ⅱ ※	妊婦では、TFPI2が高値となることが確認されているため、妊婦検体の測定には適しません。

※区分番号「D009」腫瘍マーカーの注1および注2の規定に準じます。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
57	38095	アミロイドA蛋白 (SAA)	血清 0.5	1 ↓ 5	冷蔵 (28日)	ラテックス 凝集免疫法	3.0 以下 mg/L	3 ↓ 6	47 免疫 ①	

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
64	16450	HBcrAg (B型肝炎ウイルスコア関連抗原)	血清 0.5	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	2.1未満 LogU/mL	3 ↓ 7	259 免疫 ⑤	

⑤HBcrAgとHBV DNA量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
69	38013	アスペルギルス抗体 IgG	血清 0.3	1 ↓ 5	冷蔵 (28日)	ELISA	判定:(-) IgG抗体価:5.0未満 AU/mL	3 ↓ 6		

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
71	16337	トリコモナス／マイコ プラズマ・ジェニタリウム 同時核酸検出	膣または 子宮頸管 ぬぐい液	62	冷蔵	リアルタイムPCR	トリコモナス (ー)	3 ～ 5	350 微生物	検査材料が初尿または子宮頸管ぬぐい液の場合、同一検体で淋菌核酸増幅同定およびクラミジア核酸増幅同定との重複依頼が可能です。重複依頼の場合、表示日数よりご報告が遅れる場合があります。淋菌核酸増幅同定およびクラミジアトラコマチス核酸増幅同定と所要日数が異なりますので、ご注意ください。
71	16340		初尿 5	63	冷蔵		マイコプラズマ・ジェニタリウム (ー)			

膣トリコモナス感染症を疑う患者であって、鏡検が陰性または実施できないもの、もしくはマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して治療法選択のために実施した場合および、膣トリコモナス感染症またはマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して治療効果判定のために実施した場合に、[D023]微生物核酸同定・定量検査の「10」HPV核酸検出の所定点数を準用して算定できます。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保 存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
83	16409	単純ヘルペスDNA定量	EDTA 2Na 血液 5	11	冷蔵 (10日)	PCR (リアルタイム PCR)	2.0×10^1 未満 コピー/ 10^6 cells	3 ～ 6	450 微生物 ②	血液検体は凍結保存を避けてください。他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法では、コンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取扱いに充分ご注意ください。
	16410		髄液 0.7	41	絶凍		1.0×10^2 未満 コピー/mL			
83	16239	水痘・帯状ヘルペス DNA定量	EDTA 2Na 血液 5	11	冷蔵	PCR (リアルタイム PCR)	2.0×10^1 未満 コピー/ 10^6 cells	3 ～ 6		
	16240		髄液 0.7	41	絶凍		1.0×10^2 未満 コピー/mL			

② 免疫不全状態であって、単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染症が強く疑われる患者を対象としてリアルタイムPCR法により測定した場合に一連として1回のみ算定できる。

2023年 検査案内変更一覧

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来	変更日
2	12531	CK-MB〔UV〕	保存 (安定性)	冷蔵 (6日)	冷蔵	20230306
9	12708	ハイドロキシプロリン (ヒドロキシプロリン)	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	20230306
16	16440	25-OHビタミンD (くる病)	保存 (安定性)	冷蔵 (4日)	冷蔵	20230306
			報告上限	600以上 ng/mL	100以上 ng/mL	20220930
			備考欄	(削除)	ビオチンを1日5mg 以上投与・摂取してい る患者からの採血は、 投与後、少なくとも8 時間以上経過してから 実施してください。	
16	16820	25-OHビタミンD (骨粗鬆症)	保存 (安定性)	冷蔵 (4日)	冷蔵	20230306
			報告上限	600以上 ng/mL	100以上 ng/mL	20220930
			備考欄	(削除)	ビオチンを1日5mg 以上投与・摂取してい る患者からの採血は、 投与後、少なくとも8 時間以上経過してから 実施してください。	
24	11864	カドミウム (尿)	検査方法	ICP-MS	原子吸光法	20220930
			所要日数	5～12日	7～13日	
27	11806	クロナゼパム	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
27	11807	ジアゼパム	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
27	11821	トリメタジオン	保存方法	絶凍	冷蔵	20230306
28	17029	ラモトリギン	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
28	17198	レベチラセタム	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
28	17149	トピラマート	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
28	16957	ルフィナミド	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
28	16803	ペランパネル	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
28	16742	ラコサミド	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
29	17418	ベプリジル	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	20230306
30	12165	アミカシン	保存方法	絶凍	冷蔵	20230306
30	12167	トブラマイシン	保存方法	絶凍	冷蔵	20230306
31	12255	シクロスポリン	保存 (安定性)	冷蔵 (7日)	冷蔵	20230306
31	14415	タクロリムス	保存 (安定性)	冷蔵 (7日)	冷蔵	20230306

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来	変更日
37	10054	T4 (総サイロキシン)	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	20230306
37	10238	T3 (トリヨードサイロニン)	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	20230306
39	10251	尿中カテコールアミン (総)	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	20230306
39	10961	尿中カテコールアミン 3分画	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	20230306
39	10266	VMA(血漿) (バニールマンデル酸)	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	20230306
39	10261	VMA(定量) (バニールマンデル酸)	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	20230306
39	16235	メタネフリン分画	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	20230306
39	10265	HVA (ホモバニール酸)	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	20230306
39	10414	5-HIAA	保存 (安定性)	冷蔵 (28日)	冷蔵	20230306
47	11410	トリプシン	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	冷蔵	20230306
50	12746	CA72-4	報告範囲	1.0未満、 1.0~99900000 U/mL	1.5未満、 1.5~99900000 U/mL	20220630
57	13446	心筋トロポニンT	保存 (安定性)	冷蔵 (14日)	冷蔵	20230306
59	10385	C3 (β 1C/ β 1A γ 7 γ リ)	基準値 (単位)	73 ~ 138 mg/dL	65 ~ 135 mg/dL	20221205
59	10386	C4 (β 1E γ 7 γ リ)	基準値 (単位)	11 ~ 31 mg/dL	13 ~ 35 mg/dL	20221205
59	13653	IgG型リウマチ因子	基準値	2.00未満	2.0未満	20220630
			報告範囲	0.53未満、 0.53~4.29、 4.30以上	0.3未満、 0.3~19.9、 20.0以上	
			報告桁数	小数第2位	小数第1位	
63	17044	HIV-1RNA定量 〔TaqMan PCR〕	保存方法	冷蔵	絶凍	20230306
65	14735	便中ヘリコバクター・ピロリ抗原	保存 (安定性)	冷蔵 (7日)	冷蔵	20230306
69	38151	鳥特異的IgG	保存 (安定性)	冷蔵 (21日)	絶凍	20230306
			所要日数	4~8日	5~11日	

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来	変更日
84	14412	ノロウイルス (SRSV) -RNA	検査方法	リアルタイム RT-PCR	RT-PCR	20220930
			所要日数	3～6日	4～7日	
			備考	(削除)	吐物(2mL)でも 検査可	
100	62268	HIT抗体 (血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体)	保存 (安定性)	絶凍 (14日)	絶凍	20230306

中止項目

日付	中止項目		代替項目	
	項目コード	項目名	項目コード	項目名
22年6月	11343	遊離HCG- β (HCG- β サブユニット) (血清)	16449	遊離HCG- β (HCG- β サブユニット)
22年6月	11344	遊離HCG- β (HCG- β サブユニット) (尿)		
22年6月	13144	アミロイドA蛋白 (SAA)	38095	アミロイドA蛋白 (SAA)
22年9月	10069	サイロイドテスト	13760	抗サイログロブリン抗体
22年9月	10295	マイクロゾームテスト	13759	抗TPO抗体
22年9月	10066	ASK (抗ストレプトキナーゼ抗体)	10063	ASO (抗ストレプトリジンO)
22年10月	11346	アスペルギルス抗体	38013	アスペルギルス抗体IgG
22年11月	13634	17-KS7分画		
23年1月	15272	ミトコンドリアAST		
23年3月	12607	TSH刺激性レセプター抗体	16455	甲状腺刺激抗体
23年4月	13721	結核菌DNA	16330	結核菌群核酸同定
23年4月	13718	MAC-DNA	16331	MAC核酸同定
23年5月	13057	TSHレセプター抗体〔阻害型〕	38171	TSHレセプター抗体 阻害型