

お知らせ

INFORMATION

2025-23
2025 年 11 月
病体生理研究所

検査内容変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして検査実施施設を変更させていただきます。実施施設の変更に伴い検査内容の変更がございますので御案内いたします。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査実施施設が変更となる項目】

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ◆ プレアルブミン [11440] ...P1 | ◆ 抗 BP180 抗体 [14678] ...P60 |
| ◆ P 型アミラーゼ定量 [38147] ...P3 | ◆ IgG4 [14688] ...P62 |
| ◆ IV型コラーゲン・7S [16350] ...P12 | ◆ TARC (Th2 ケモカイン) [17094] ...P73 |
| ◆ レチノール結合蛋白 [11441] ...P15 | ◆ 風疹 [HI] [10311] ...P77 |
| ◆ エトサクシミド [11805] ...P27 | ◆ 風疹 IgG [11008] ...P81 |
| ◆ ゾニサミド [12696] ...P27 | ◆ 風疹 IgM [11009] ...P81 |
| ◆ アプリンジン [12743] ...P29 | ◆ 麻疹 IgG [12318] ...P81 |
| ◆ HGH(GH)(ヒト成長ホルモン) [10247] ...P35 | ◆ 麻疹 IgM [12319] ...P81 |
| ◆ 肺サーファクタント蛋白 A (SP-A) [14918] ...P45 | ◆ ムンプス IgG [12445] ...P81 |
| ◆ エリスロポエチン [10418] ...P45 | ◆ ムンプス IgM [12446] ...P81 |
| ◆ DUPAN-2 [12429] ...P49 | ◆ 単純ヘルペス IgG [11940] ...P81 |
| ◆ NSE(神経特異エノラーゼ) [12143] ...P50 | ◆ 単純ヘルペス IgM [11941] ...P81 |
| ◆ アミロイド A 蛋白(SAA) [38095] ...P57 | ◆ 水痘・帯状ヘルペス IgG [11469] ...P81 |
| ◆ ミオグロビン[血清] [10270] ...P57 | ◆ 水痘・帯状ヘルペス IgM [11468] ...P81 |
| ◆ 抗 DNA 抗体 [10379] ...P59 | ◆ サイトメガロ IgG [12243] ...P81 |
| ◆ 抗デスモグレイン 1 抗体 [15281] ...P60 | ◆ サイトメガロ IgM [12409] ...P81 |
| ◆ 抗デスモグレイン 3 抗体 [15282] ...P60 | ◆ 新型コロナウイルス PCR...未掲載 |

※詳細は裏面参照

《実施日》：2025 年 12 月 8 日（月）受付分より

【検査実施施設変更について】

	変更箇所	新	現
※ 全掲載項目共通	検査実施先	M (株式会社 LSI メディエンス)	B (病体生理研究所) または S (株式会社エスアールエル)

【実施施設変更に伴う変更内容について】

(項目コードが変更となるもの)

検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	現	備考
サイトメガロ IgG 〔12243〕 P81 B	項目コード	38401	12243	現コードは 12/6 (土) 受付分までで中止といたします。
	検体必要量	0.3mL	0.2mL	
	保存安定性	冷蔵 (14 日)	冷蔵	
	検査方法	CLIA	EIA	
	基準値 単位	(-) 6.0 未満 AU/mL	(-) EIA 価	
	判定基準	判定保留：設定なし 陽性：6.0 以上	(-)2.0 未満 (+)2.0~3.9 (+)4.0 以上	
サイトメガロ IgM 〔12409〕 P81 B	項目コード	38402	12409	
	検体必要量	0.3mL	0.2mL	
	保存安定性	冷蔵 (14 日)	冷蔵	
	検査方法	CLIA	EIA	
	基準値 単位	(-) 0.85 未満 (S/CO)	(-) 抗体指数	
	判定基準	判定保留： 0.85~<1.00 陽性：1.00 以上	(-)0.80 未満 (+)0.80~1.20 (+)1.21 以上	
新型コロナウイルス PCR 未掲載 B	検査項目 名称	SARS-CoV-2 : TaqCT 値	新型コロナウイルス PCR	
	項目コード	30741	38235・38241 38255・38261 38275・38281	
	判定基準	Target1 : 検出せず Target2 : 検出せず	(-)	

(検体必要量が変更となるもの)

検査項目 〔コード〕	検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	現	備考
風疹 IgG 〔11008〕	P81 B	検体必要量	0.3mL	0.2mL	
風疹 IgM 〔11009〕	P81 B				
麻疹 IgG 〔12318〕	P81 B				
麻疹 IgM 〔12319〕	P81 B				
ムンプス IgG 〔12445〕	P81 B				
ムンプス IgM 〔12446〕	P81 B				
単純ヘルペス IgG 〔11940〕	P81 B				
単純ヘルペス IgM 〔11941〕	P81 B				
水痘・帯状ヘルペス IgG 〔11469〕	P81 B				
水痘・帯状ヘルペス IgM 〔11468〕	P81 B				

◇ 詳細の無い項目は、検査実施施設が変更となっても
検査内容の変更はございません。◇

▶ 次ページに続く

(保存安定性が変更となるもの)

検査項目 [コード] 検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	現	備考
P 型アミラーゼ定量 [38147] P3 S	保存安定性	冷蔵 (7 日)	冷蔵 (14 日)	
IV型コラーゲン・7S [16350] P12 S		冷蔵 (15 日)	冷蔵 (23 日)	
DUPAN-2 [12429] P49 S		冷蔵 (7 日)	冷蔵	
NSE (神経特異エノラーゼ) [12143] P50 S		冷蔵 (5 日)	冷蔵 (凍結不可) (4 日)	
ミオグロビン [血清] [10270] P57 S		冷蔵 (7 日)	冷蔵	
抗デスモグレイン 1 抗体 [15281] P60 S		冷蔵 (14 日)	冷蔵	
抗デスモグレイン 3 抗体 [15282] P60 S		冷蔵 (14 日)	冷蔵	
抗 BP180 抗体 [14678] P60 S		冷蔵 (7 日)	冷蔵	
IgG4 [14688] P62 S		冷蔵 (14 日)	冷蔵 (28 日)	

以上