

お知らせ

INFORMATION

No.2026-17
2026 年 9 月

病体生理研究所

検査内容変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【変更項目】

- ◆ 腓骨グルカゴン [38297] ...検査案内 P46 検査実施施設 M
- ◆ 骨型アルカリホスファターゼ (BAP) [14989]
...検査案内 P52 検査実施施設 M
- ◆ 抗平滑筋抗体 (ASMA) [10439] ...検査案内 P61 検査実施施設 M
- ◆ 抗ミトコンドリア抗体 (AMA) [10422] ...検査案内 P61 検査実施施設 M
- ◆ レジオネラ核酸同定 [16950] ...検査案内 P67 検査実施施設 M

※ 詳細は裏面参照

《実施日》：2026 年 10 月 1 日（木）受付分より

【変更内容】

検査項目 〔コード〕	検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	備考
膝グルカゴン 〔38297〕	P.46 M	備考	検体は採血後よく混和し、直ちに冷却遠心を行い、凍結保存してください。	検体取扱いの適正化

検査項目 〔コード〕	検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	現	備考
骨型アルカリホスファターゼ (BAP) 〔14989〕	P.52 M	保存 安定性	冷蔵 (28 日)	冷蔵 (2 日)	保存条件の見直し
抗平滑筋抗体 (ASMA) 〔10439〕	P.61 M	所要日数	4～6 日	3～5 日	測定試薬販売中止 による試薬変更 ※基準値の変更は ございません
		報告上限	2560 倍以上	20480 倍以上	
抗ミトコンドリア抗体 (AMA) 〔10422〕	P.61 M	所要日数	4～6 日	3～5 日	
		報告上限	2560 倍以上	20480 倍以上	
レジオネラ核酸同定 〔16950〕	P.67 M	検査 実施施設	SRL	LSI	現委託先での検査 中止のため委託先 変更
		基準値	(一)	ケンシュツスズ	

【相関図】

抗平滑筋抗体 (ASMA)

		旧法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	30	0	30
	陰性	0	20	20
計		30	20	50

陽性一致率：100.0% (30/30)

陰性一致率：100.0% (20/20)

判定一致率：100.0% (50/50)

抗ミトコンドリア抗体 (AMA)

		旧法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	79	0	79
	陰性	1	20	21
計		80	20	100

陽性一致率：98.8% (79/80)

陰性一致率：100.0% (20/20)

判定一致率：99.0% (99/100)

以上