

お知らせ

INFORMATION

No.2016-17
2016年5月
病体生理研究所

『2016年 検査案内』変更内容一覧のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

さてこの度、当研究所『2016年 検査案内』の掲載事項のうち、2015年4月以降に変更となりました、検査方法・基準値、新規掲載項目などの内容を取りまとめましたのでご案内いたします。

何卒、ご利用頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

【対象印刷物】

◆『2016年度検査案内書』

以上

2016年 検査案内変更一覧

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来
1	10002	TTT	保存(安定性)	冷蔵(7日)	冷蔵
2	10006	AST(GOT)	保存(安定性)	冷蔵(14日)	冷蔵
2	10007	ALT(GPT)	保存(安定性)	冷蔵(14日)	冷蔵
2	10009	AL-P(アルカリフォスファターゼ)	表記	ALP	AL-P
2	10495	AL-Pアイソザイム	表記	ALPアイソザイム	AL-Pアイソザイム
3	11370	アミラーゼアイソザイム	保存(安定性)	冷蔵(7日)	冷蔵
6	10360	リポ蛋白(a)	基準値表記	40以下	40.0以下
8	11931	アポリポ蛋白A I	基準値表記	M:119.0~155.0 F:126.0~165.0	M:119~155 F:126~165
8	11933	アポリポ蛋白B	基準値表記	M:73.0~109.0 F:66.0~101.0	M:73~109 F:66~101
10	10010	総ビリルビン	保存(安定性)	冷蔵(21日)	冷蔵
10	10038	間接ビリルビン	保存(安定性)	冷蔵(21日)	冷蔵
10	10039	直接ビリルビン	保存(安定性)	冷蔵(21日)	冷蔵
11	17465	L-FABP (尿中L型脂肪酸結合蛋白)	検体必要量	部分尿 1.0mL	部分尿 1.5mL
			保存(安定性)	冷蔵	凍結
			検査方法	CLEIA	ELISA
			所要日数	4~6日	4~7日
11	10042	K	保存(安定性)	冷蔵(7日)	冷蔵
11	10044	IP	保存(安定性)	冷蔵(14日)	冷蔵
13	10236	ビタミンB ₁ (VB ₁) (チアミン)	容器	68	11→7
			検査方法	LC-MS/MS	HPLC
			所要日数	4~8日	5~8日
13	11287	ビタミンB ₂ (VB ₂)	容器	68	11→7
13	10160	葉酸	保存(安定性)	冷蔵(21日)	冷蔵
15	12366	グリコアルブミン	保存(安定性)	冷蔵(21日)	冷蔵

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来
29	17462	抗利尿ホルモンアルギニン バゾプレッシン (AVP) (ADH)	検体必要量	EDTA血漿 1.5mL	EDTA血漿 2.2mL
			基準値	2.8以下 pg/mL (水制限の場合、基準値は 4.0以下となります)	3.8以下 pg/mL
			備考	採血後、速やかに血漿分離 して下さい。溶血でのご依 頼は避けてください。	デスマプレシン(略名:D DAVP)投与患者の検体 でのご依頼は避けてくだ さい。溶血および乳糜検 体でのご依頼は避けてく ださい。
32	14444	Whole-PTH (W-PTH)	検査方法	CLEIA	IRMA
			基準値	8.3~38.7 pg/mL	9.0~39.0 pg/mL
			所要日数	3~5日	4~8日
33	10267	セロトニン(血液)	所要日数	4~11日	5~12日
34	12705	BNP (脳性ナトリウム利尿ペプチド)	検査方法	CLEIA	EIA
37	10532	プロゲステロン(非妊婦)	保存(安定性)	冷蔵(20日)	冷蔵
37	14070	子宮頸管粘液中 顆粒球エラスターゼ	保存(安定性)	冷蔵(3日)注⑥	冷蔵
			備考	注⑥長期保存の場合は、凍 結保存してください。	空欄
40	13301	抗IA-2抗体	所要日数	4~11日	5~12日
43	11167	TPA(組織ポリペプチド抗 原)	検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
			検査方法	CLIA	RIA個相法
			基準値	75未満 U/L	70以下 U/L
			所要日数	5~8日	3~6日
45	13758	チミジンキナーゼ活性	検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
			検査方法	CLIA	Radioenzyme Assay
			基準値	7.5以下 U/L	5.0以下 U/L
			所要日数	5~8日	4~7日
45	11659	可溶性IL-2レセプター (sIL-2R)	検体必要量	血清 0.6mL	血清 0.5mL
			検査方法	CLEIA	ELISA
51	10370	フェリチン	保存(安定性)	冷蔵(14日)	冷蔵
52	10385	C3	保存(安定性)	冷蔵(7日)	冷蔵
52	10386	C4	保存(安定性)	冷蔵(7日)	冷蔵
56	10887	PA-IgG(血小板表面IgG)	基準値	30.2以下 ng/10 ⁷ cells	5.0~25.0 ng/10 ⁷ cells

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来
57	10987	RPR法定量	保存(安定性)	冷蔵(7日)	冷蔵
57	10975	RPR法定性	保存(安定性)	冷蔵(7日)	冷蔵
61	10077	寒冷凝集反応	保存(安定性)	冷蔵(21日)	冷蔵
68	17094	TARC (Th2ケモカイン)	検査方法	CLEIA	ELISA
69		CAP判定基準	表記	0.34以下	0.35未満
87	60090	血小板数(PLT)	表記	血小板数(PLT)	血小板数(PL-T)
90	60093	プロテインC活性	検体必要量	クエン酸Na血漿0.4mL	クエン酸Na血漿0.2mL
			検査方法	凝固時間法	APTT凝固時間法
			所要日数	3～6日	3～7日
90	62213	プロテインS活性	検体必要量	クエン酸Na血漿0.4mL	クエン酸Na血漿0.2mL
			検査方法	凝固時間法	APTT凝固時間法
			基準値	M:67～164 F:56～126 %	60～150%
			所要日数	3～6日	3～8日
92	60609	ウロビリノーゲン定性	基準値表記	(±)	正常

新規掲載項目

頁	コード	検査項目	検体必要	容器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区	備考
10	16767	M2BPGi (Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体)	血清 0.3	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-) 1.00未満 Cut off index	3 5 6	200 生 I 1 4	
32	16970	オステオカルシン	血清 0.4	1 ↓ 7	絶凍	ECLIA	M:8.4~33.1 F:閉経前7.8~30.8 閉経後14.2~54.8 ng/mL	3 5 6	170 ※ 生 II 3	
37	13775	遊離テストステロン	血清 0.3	1 ↓ 7	絶凍	RIA 固相法	欄外参照		166 ※ 生 II	午前中に採血して下さい。 性別・年齢を明記して下さい。
40	16000	抗GAD抗体(EIA)	血清 0.4	1 ↓ 5	冷蔵	EIA	5.0未満 U/mL	3 5 6	134 生 II 3	
44	16766	可溶性メソリン関連蛋白	血清 0.3	1 ↓ 7	絶凍	CLEIA	1.5未満 nmol/L	4 5 11	220 生 II	
46	16732	I型プロコラーゲンN-プロペプチド (total PINP)	血清 0.5	1 ↓ 5	冷蔵 (28日)	ECLIA	M:18.1~74.1 F:閉経前16.8~70.1 閉経後26.4~98.2 ng/mL	3 5 6	170 生 II	溶血検体は避けてください。 (溶血検体は低値)
59	16961	HCV薬剤耐性変異解析(NS5A)	血清 0.5	51	絶凍	RT-PCR/ ダイレクト シーケンス		9 5 13		検査に必要なウイルス量が 十分(3.0 Log IU/mL以上) 存在することを確認の上、検 体をご提出下さい。 ・ウイルスの遺伝子型 (Genotype)が、1b型である ことをご確認の上、検体をご 提出下さい。
63	16971	トキソプラズマ抗体IgG	血清 0.4	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)7.5未満 IU/mL	3 5 5	93 免疫	
63	16974	トキソプラズマ抗体IgM	血清 0.4	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)0.8未満 S/CO	3 5 5	95 免疫	
68	16821	Viewアレルギー-39	血清 0.8	1 ↓ 5	冷蔵	FEIA	クラス0 0.27未満 index	3 5 4	1430 免疫	
69	16969	k220 Hev b 6.02(ラテックス由来)	血清 0.3	1 ↓ 5	冷蔵	FEIA	本文参照	3 5 7	110 免疫 3	
70	16968	f353 Gly m 4(大豆由来)	血清 0.3	1 ↓ 5	冷蔵	FEIA	本文参照	3 5 7	110 免疫 3	

遊離テストステロン基準値(pg/mL)

メーカー参考値		
年齢(歳)	男性	女性
20~29	7.6~23.8	0.4~2.3
30~39	6.5~17.7	0.6~2.5
40~49	4.7~21.6	0.3~1.8
50~59	4.6~19.6	0.8~1.7
60~69	5.3~11.5	
70以上	4.6~16.9	

中止項目

日付	項目コード	受付中止項目	項目コード	代替え項目
15年8月	16758	HCV薬剤耐性変異解析	16961	HCV薬剤耐性変異解析(NS5A)
15年8月	13450	HBV DNA定量(TMA)	17053	HBV DNA定量(TaqMan PCR)
15年9月	14760	インタクト I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (INTACT-PINP)	16732	I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (total-PINP)
15年9月	17074	特異的IgE o72ピキア精製酵母成分		
15年9月	17075	特異的IgE o73ピキア粗製抽出成分		
15年9月	17076	特異的IgE o74ピキア培養上清		
15年12月	12044	抗GAD抗体(RIA法)	16000	抗GAD抗体(EIA法)
15年12月	15209	抗TBGL抗体		
16年1月	11143	VIP		
16年3月	10144	P-ACP(前立腺酸(性)ホスファターゼ)		
16年3月	11139	L-CAT (レシチン・コレステロール・アシルトランス フェラーゼ)		
16年3月	10031	コレステロール/エステル比		
16年3月	10159	遊離型コレステロール(F-cho)		
16年3月	10436	総鉄結合能(TIBC CPBA法)	10050	総鉄結合能(TIBC ニトロソーPSAP法)
16年3月	10435	不飽和鉄結合能(UIBC CPBA法)	10049	不飽和鉄結合能(UIBC ニトロソーPSAP法)
16年3月	10569	オステオカルシン		オステオカルシン
16年3月	13448	癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)		
16年3月	11099	トキソプラズマ抗体IgG EIA法	16971	トキソプラズマ抗体IgG
16年3月	11098	トキソプラズマ抗体IgM EIA法	16974	トキソプラズマ抗体IgM
16年3月	10065	リウマチ因子(RAPA)	10060	RF定量
16年3月	10070	LEテスト		
16年3月		胃液一般検査		
16年3月		十二指腸液一般検査		
16年3月	16901	Viewアレルギー36	16821	Viewアレルギー39
16年6月	10034	遊離脂肪酸(FFA)		