

お知らせ

INFORMATION



No.2014-25

2014年7月

病体生理研究所

新規受付のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、新たに受託を開始致しましたのでご案内いたします。

何卒、ご利用頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

【新規受付項目】

◆ キャピリア MAC 抗体 [17411]

※ 2014年検査案内P.95掲載済み

【検査項目情報】

項目名称	キャピリア MAC 抗体
コード	17411
検体材料	血清
必要量	0.5 m l
容 器	No.① → ⑤
保 存	冷蔵
検査方法	ELISA 法
基準値	0.7 未満
単 位	U/mL
所要日数	3～8 日
実施料 (区分)	抗抗酸菌抗体定性 120 点 (5 : 免疫学的判断料)

MAC (*Mycobacterium avium-intracellulare* complex) 症は、非結核性抗酸菌症の約 70% を占めており、中高年女性の患者数が急増しています。

MAC 菌は非結核性抗酸菌 (Nontuberculous Mycobacteria : NTM) 環境常在菌であり一般的には喀痰から複数回以上検出され、かつ自覚症状と胸部レントゲンおよび HRCT (High-resolution computed tomography) にて特徴的に所見が認められたときに肺 MAC 症と診断がされます。

この度、MAC 症の補助診断として、血清検体による測定キットが販売されました。本キットは、MAC 菌に特異的な細胞壁表層糖ペプチド脂質 (GPL core) 抗原に対する血清 IgA 抗体を ELISA 法で検出します。

肺MAC症の診断における 感度および特異度



〈メーカー資料引用〉

以上