

お知らせ

INFORMATION

No.2022-02

2022 年 1 月

病体生理研究所

新規検査項目受託開始及び検査中止のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、新たに受託を開始及び検査中止とさせて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【新規受託項目について】

◆MAC 抗体（抗酸菌抗体定性）〔38185〕…検査実施施設 S

《受託開始日》：2022 年 2 月 28 日（月）受付分より

【検査中止項目】

◆キャピリア MAC 抗体〔17411〕…検査案内掲載 P.67 検査実施施設 M

《最終受付日》：2022 年 2 月 26 日（土）受付分まで

代替項目：MAC 抗体（抗酸菌抗体定性）〔38185〕

【新規項目情報】

項目名称	MAC 抗体（抗酸菌抗体定性）
コード	38185
検体材料	血清
保存（安定性）	冷蔵（15 日）
必要量	0.5 mL
容 器	No1 → 5
検査方法	ELISA 法
基準値：単位	判定 : (－) 抗体濃度 : 0.7 未満 U/mL
報告範囲	下限値：0.5 未満 上限値：10.0 以上
所要日数	4～8 日
実施料（区分）	抗酸菌抗体定性 116 点（6：免疫学的判断料）
備考	本検査は定性検査です。抗体濃度を参考値としてご報告いたします。

参考文献：Kitada S et al：AMERICAN JOURNAL OF Respiratory and Critical Care Medicine 177(1):793～797,2008

キャピリア MAC 抗体と MAC 抗体（抗酸菌抗体定性）比較

	新	旧
検査項目名称	MAC 抗体（抗酸菌抗体定性）	キャピリア MAC 抗体
項目 ID	38185	17411
報告下限	0.5 未満	0.5 未満
報告上限	10.0 以上	希釈上限値まで（99999999）
報告形態	判定、および抗体濃度	抗体濃度
検査実施施設	エスアールエル	LSI メディエンス

このたび、検査案内 P67 掲載の「キャピリア MAC 抗体」につきまして、当研究所として試薬添付文書に基づく「定性検査」として、抗体濃度を参考値として報告させていただきます。

そのため、検査項目名称を改め、新規受託項目として「MAC 抗体（抗酸菌抗体定性）」をご案内する運びとなりました。試薬および分析機についての変更はありませんが、結果報告形態が異なります。上記比較一覧をご参照ください。

以上