

お知らせ

INFORMATION

No.2026-01

2026 年 1 月

病体生理研究所

検査受託中止および新規受託項目について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目について検査受託中止および新規受託の御案内をいたします。
何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【中止項目】

- ◆25-OH ビタミン D [くる病] [16440] … 検査案内 P.16 検査実施施設 M
- ◆25-OH ビタミン D [骨粗鬆症] [16820] … 検査案内 P.16 検査実施施設 M

《受託中止日》：2026 年 1 月 31 日（土）受付分まで

【新規受託項目】

- ◆25-OH ビタミン D [30137] … 検査実施施設 M
- ◆メトトレキサート [38150] … 検査実施施設 S
- ◆抗ガラクトース欠損 IgG 抗体 [38190] … 検査実施施設 S
- ◆ニューモシスチス・イロベチイ (P.jirovecii) DNA 定性
[38188] [38189] … 検査実施施設 S

※詳細は次ページ以降をご参照ください。

《受託開始日》：2026 年 2 月 2 日（月）受付分より

【新規項目情報】

◆25-OH ビタミン D

変更箇所	新	現	備考
項目名称	25-OH ビタミン D	25-OH ビタミン D [くる病] 25-OH ビタミン D [骨粗鬆症]	現コードは 1/31 (土) 受付分で中止 といたします。
項目コード	30137	16440 [くる病] 16820 [骨粗鬆症]	
検体必要量	血清 0.4mL	血清 0.5mL	
保存安定性	冷蔵 (12 日)	冷蔵 (4 日)	
検査方法	CLIA	ECLIA	
基準値	ビタミン D 充足 30.0ng/mL 以上 ビタミン D 不足 20.0～29.9 ng/mL ビタミン D 欠乏 20.0 ng/mL 未満 くる病の診断基準 20ng/mL 以下※	ビタミン D 不足 20.0～29.9 ng/mL ビタミン D 欠乏 20.0 ng/mL 未満 くる病の診断基準 20ng/mL 以下※	※15 ng/mL 以下であればより確実
報告下限	3.4 ng/mL 未満	3.0ng/mL 未満	
所要日数	3～5 日	3～6 日	
検査実施料	117 点 (D007 31)	左同	

基準値 (判定基準) および診断基準の出典

- ・日本内分泌学会、日本骨代謝学会、厚生労働省難治性疾患克服研究事業ホルモン受容機構異常に関する調査研究班「ビタミン D 不足・欠乏の判定指針」
- ・日本小児内分泌学会「ビタミン D 欠乏くる病・低カルシウム血症の診断の手引き」


実施上の留意事項 (令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号より抜粋)

(23) 25-ヒドロキシビタミン D

ア 「31」の 25-ヒドロキシビタミン D は、原発性骨粗鬆症の患者に対して、ECLIA 法、CLIA 法又は CLEIA 法により測定した場合は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に 1 回限り算定できる。

イ 「31」の 25-ヒドロキシビタミン D は、ビタミン D 欠乏性くる病若しくはビタミン D 欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に対する治療中に ECLIA 法、CLIA 法又は CLEIA 法により測定した場合は、診断時においては 1 回を限度とし、その後は 3 月に 1 回を限度として算定できる。


【相関図】



◆メトトレキサート

項目名称	メトトレキサート
項目コード	38150
検体必要量	血清 0.7mL
保存安定性	冷蔵
検査方法	CLEIA
基準値	危険限界濃度 24 時間値 10 以上 48 時間値 1 以上 72 時間値 0.1 以上 $\mu\text{mol/L}$
報告範囲	0.03 未満 0.03~2490、2500 以上
所要日数	3~6 日
検査実施料	特定薬剤治療管理料


【相関図】



◆抗ガラクトース欠損 IgG 抗体

項目名称	抗ガラクトース欠損 IgG 抗体
項目コード	38190
検体必要量	血清 0.6mL
保存安定性	冷蔵
検査方法	CLEIA
基準値	6.0 未満 AU/mL
報告範囲	1.0 未満 1.0~99900000
所要日数	3~6 日
検査実施料	111 点 (D014 8)

【相関図】



◆ニューモシスチス・イロベチイ (P.jirovecii) DNA 定性

項目名称	ニューモシスチス・イロベチイ (P.jirovecii) DNA 定性	
項目コード	喀痰	38188
	肺胞洗浄液	38189
検体必要量	0.7mL	
保存安定性	絶凍	
検査方法	リアルタイム PCR	
基準値	検出せず	
所要日数	5～8 日	
検査実施料	—	

【相関図一致率】

		現 法		
		陽性	陰性	合計
対 新	陽性	48	15	63
	検出せず	0	38	38
	合計	48	53	101

(n=101)

陽性一致率:100.0% (48/48)

陰性一致率:71.1% (38/53)

全体一致率:85.1% (86/101)

以上